

# 3M™ Filtek™

Z250 Σύνθετη Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων

P60 Σύνθετη Ρητίνη Αποκαταστάσεων Οπισθίων δοντιών

**Δημιουργήθηκαν νέες λύσεις αποκαταστάσεων  
με μειωμένο βαθμό συρρίκνωσης  
και μειωμένο χρόνο πολυμερισμού.**



**3M** Αξιοπιστία




Για περισσότερα από 30 χρόνια το Οδοντιατρικό εργαστήριο της 3M ερευνά και αναπτύσσει την τεχνολογία των υλικών αποκατάστασης. Η παρουσίαση της εμπορικής ονομασίας **3M™ Filtek™** **συμπληρώνει** και **ενισχύει** πλήρως την υπάρχουσα σειρά προϊόντων αποκατάστασης της 3M. Για οδοντίατρους που εκτιμούν την **ομορφιά και τη λειτουργικότητα**, η σειρά 3M Filtek υπόσχεται **καλή αισθητική, μακροχρόνια διατήρηση και εξαιρετικά αποτελέσματα**. Οι νέες αυτές προτάσεις - λύσεις προσφέρουν **εύκολο χειρισμό και εξοικονόμηση χρόνου**, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των οδοντιάτρων και των ασθενών.



- Μειωμένη συρρίκνωση, λόγω ρητινών νέας σύνθεσης
- Ιδανικός χειρισμός προσδιοριζόμενος από τους ίδιους τους οδοντίατρους
- Εξαιρετική αντοχή και χαμηλός βαθμός αποτριβής

## 3M™ Filtek™ Z 250 Υλικό Γενικών Αποκαταστάσεων

*Το composite γενικής χρήσης για όλες τις αποκαταστάσεις*



- Μειωμένη συρρίκνωση: Λιγότερη πίεση στο δόντι και δυνατότητα μειωμένης ευαισθησίας.
- Μικρός μέσος όρος μεγέθους μορίων (0,6μ) με στρογγυλεμένους ενισχυτικούς κόκκους.
- Υψηλός εμπλουτισμός ενισχυτικών ουσιών (60% σε όγκο). Μοναδική πατενταρισμένη σύνθεση ενισχυτικών ουσιών.
- Ενισχυμένη αισθητική και ευκολία παροχής του υλικού.
  - 15 αποχρώσεις
  - κάψουλες και σωληνάκια
  - διάρκεια ζωής 3 ετών
- Ταχύ, εύκολο και ευέλικτο.
- Μειωμένος χρόνος πολυμερισμού: 20 δευτ. για κάθε στρώμα υλικού 2,5 χιλιοστών





- Ιξώδες υψηλής συμπύκνωσης και εξαιρετικές δυνατότητες χειρισμού
- Πολύ χαμηλή συρρίκνωση
- Μειωμένος χρόνος πολυμερισμού: 20 δευτ. για κάθε στρώμα υλικού 2,5 χιλιοστών

## 3M™ Filtek™ P60 Υλικό Αποκαταστάσεων Οπισθίων Δοντιών Κατασκευασμένο για θεραπείες οπισθίων δοντιών.



- Θεραπεία σύντομου χρόνου:
  - νέα τεχνική τοποθέτησης
  - νέα σχεδίαση σωληναρίου για βελτιωμένη προώθηση του υλικού
  - αποδεκτός βαθμός προσκόλλησης στα εργαλεία

Περίληψη τεχνικής τοποθέτησης				
Συγκολλητικό	49	77	67	111
Βερνίκι			45	
Composite σε βάθος 5 χιλ.	40	70	40	120
Στεγανοποίηση			75	
Συνολικός χρόνος	89	147	227	231
	Filtek™ P60		A	B
			C	
Χρόνος σε δευτερόλεπτα	Δεν συμπεριλαμβάνεται χρόνος χειρισμού			

- Εξαιρετική αισθητική  
3 αποχρώσεις (A3, B2 και C2)
- Μακροχρόνιας διάρκειας αποτελέσματα
  - νέα επεξεργασία ενισχυτικών ουσιών και νέα χημεία ρητινών
  - αντίσταση στην απώλεια υλικού στα όρια και σε θραύση μεγάλης έκτασης



Νέο!  
3M™ Σύστημα Συγκράτησης Τεχνητού  
Τοιχώματος

## Απλό στη χρήση!



Για να επιτύχετε πολύ καλά σημεία επαφής με τα Composite οπισθίων δοντιών, η 3M σας παρουσιάζει ένα, εύκολο στη χρήση περιγεγραμμένο σύστημα τεχνητού τοιχώματος, το οποίο παρέχει σφιχτή και ασφαλή προσαρμογή και σας προσφέρει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στην επίτευξη καλών σημείων επαφής...

3M™ Scotchbond™ 1  
Οδοντιατρικός Συγκολλητικός Παράγοντας

## Για καλύτερα κλινικά αποτελέσματα

- Ο συγκολλητικός παράγοντας 3M Scotchbond 1 αποτελεί το τέλειο συμπλήρωμα των υλικών αποκατάστασης Filtek, λόγω της εύκολης τεχνικής και του καινοτόμου σχεδιασμού του φιαλιδίου.
- Πρόσφατες μελέτες της IADR έδωσαν στον συγκολλητικό παράγοντα 3M Scotchbond 1 εξαιρετική βαθμολογία, όσον αφορά την ευκολία χρήσης και τις ιδιότητες δεσμού υψηλής ισχύος.



# 3M™ Filtek™ Πληροφορίες συσκευασιών

## 3M Filtek Z250 Σύστημα Γενικών Αποκαταστάσεων



### No. 6020 Βασική κασετίνα. Περιέχει

- 4x4γρ. σωληνάκια υλικού Γενικών Αποκαταστάσεων 3M Filtek Z250 σε αποχρώσεις A2- A3,5 - A4 - B3
- 1x3ml φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα 3M™ Scotchbond™ 1
- 1x3ml σωληνάριο αδροποιητού 3M Scotchbond και ακροορύγγια
- Αξεσουάρ

### No. 6020 TK Δοκιμαστική κασετίνα. Περιέχει:

- 1x4γρ. σωληνάριο υλικού Γενικών Αποκαταστάσεων Filtek Z250 σε απόχρωση A3
- 1x3ml φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα Scotchbond 1
- 1x3ml σωληνάριο αδροποιητού 3M Scotchbond και ακροορύγγια
- Αξεσουάρ



### No. 6021 Βασική κασετίνα. Περιέχει:

- 50x0,20γρ. κάψουλες υλικού Γενικών Αποκαταστάσεων 3M Filtek Z250 σε αποχρώσεις A2- A3 - A3,5 - A4 - B2
- 1x3ml φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα 3M Scotchbond 1
- 1x3ml σωληνάριο αδροποιητού 3M Scotchbond και ακροορύγγια
- Αξεσουάρ

### No.6021 TK Δοκιμαστική κασετίνα.

#### Περιέχει:

- 10x0,20γρ. κάψουλες υλικού Γενικών Αποκαταστάσεων 3M Filtek Z250 σε απόχρωση A3
- 1x3ml φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα 3M Scotchbond 1
- 1x3ml σωληνάριο αδροποιητού 3M Scotchbond και ακροορύγγια
- Αξεσουάρ

### Ανταλλακτικά σωληνάκια αποχρώσεων υλικού Γενικών Αποκαταστάσεων 3M Filtek Z250

Απόχρωση	Κωδ. Αριθμοί Είδους	
	Σωληνάκια	Κάψουλες
A1	6020A1	6021A1
A2	6020A2	6021A2
A3	6020A3	6021A3
A3,5	6020A3,5	6021A3,5
A4	6020A4	6021A4
B0,5	6020B0,5	6021B0,5
B1	6020B1	6021B1
B2	6020B2	6021B2
B3	6020B3	6021B3
C2	6020C2	6021C2
C3	6020C3	6021C3
C4	6020C4	6021C4
D3	6020D3	6021D3
Διαφανής	6020I	6021I
Γενική Οδοντίνη	6020UD	6021UD

## 3M Filtek P60 Σύστημα Αποκαταστάσεων Οπισθίων Δοντιών



### No. 4270 Βασική κασετίνα. Περιέχει:

- 3x4γρ. σωληνάκια 3M Filtek P60 σε αποχρώσεις A3- B2 - C2
- 1x3ml φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα 3M Scotchbond 1
- 1x3ml σωληνάριο αδροποιητού 3M Scotchbond και ακροορύγγια
- Αξεσουάρ

### 3M Filtek P60 Ανταλλακτικά σωληνάκια

- 4720A3** 3M Filtek P60  
1 x 4γρ. σωληνάριο απόχρωσης A3
- 4720B2** 3M Filtek P60  
1 x 4γρ. σωληνάριο απόχρωσης B2
- 4720C2** 3M Filtek P60  
1 x 4γρ. σωληνάριο απόχρωσης C2

CE 0086

## 3M™ Σύστημα Συγκράτησης Τεχνητού Τοιχώματος

### No. 8900F περιεχόμενα:

100 μικρά τοιχώματα, 100 standard τοιχώματα, 25 μεγάλα τοιχώματα, 4 standard δακτύλιοι, 3 μακρείς δακτύλιοι, 1 λαβίδα, οδηγίες, 1 εικονογραφημένη κάρτα τεχνικών οδηγιών, 1 πλαστική θήκη.

### No. 8900 περιεχόμενα:

100 μικρά τοιχώματα, 100 standard τοιχώματα, 25 μεγάλα τοιχώματα, 4 standard δακτύλιοι, 3 μακρείς δακτύλιοι, οδηγίες, 1 εικονογραφημένη κάρτα τεχνικών οδηγιών, 1 πλαστική θήκη.

CE

**3M**

**3M Hellas Limited**  
Τμήμα Οδοντιατρικών Προϊόντων  
Κηφισίας 20  
15125 Μαρούσι  
Τηλ. Κέντρο 6885300

☼ Τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί  
Τυπώθηκε στην Ε.Ε.Ε. © 3M 1999

3M, Filtek και Scotchbond είναι εμπορικά σήματα της 3M