

Valux™ Plus

Υλικό αποκατάστασης



Οι ιδανικές ιδιότητες για μία αξιόπιστη αισθητική λύση

- Εξαιρετική αντοχή
- Βελτιωμένα χρώματα για φυσικό αποτέλεσμα
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Διατίθεται σε σύριγγα
- Διατίθεται σε 8 αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5,
B2, B3, C2, UD

**Ρητίνη αποκατάστασης ενισχυμένη με ζirkόνιο/πυρίτιο,
για φυσικό αποτέλεσμα και αντοχή.**

**Ο οικονομικός τρόπος αποκατάστασης χωρίς συμβασμό
στα κλινικά αποτελέσματα.**

Οι οδοντίατροι βρίσκουν μία ιδανική λύση για μεγάλο εύρος αποκαταστάσεων στους ασθενείς.

Χάρη στην ευκολία στη χρήση, την εξαιρετική αντοχή στη φθορά και τις 8 διαθέσιμες αποχρώσεις, το υλικό αποκατάστασης Valux™ Plus της 3M ESPE, παρέχει άριστα αποτελέσματα για όλες τις πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις.

Αυτή η εύχρηστη ρητίνη, θα αποτελέσει δημοφιλή επιλογή πολλών οδοντιάτρων.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές ενδείξεις όπως:

- Άμεση τεχνική
- Τεχνική Σάντουιτς
- Ένθετα/επένθετα



3M ESPE

Το υλικό αποκατάστασης Valux™ Plus, κατάλληλο και για οπίσθιες αποκαταστάσεις.



Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι χάρη στη μοναδική του σύνθεση ενισχυμένη ζιρκόνιο/πυρίτιο, το υλικό αποκατάστασης Valux™ Plus συμπεριφέρεται καλύτερα από ανταγωνιστική ρητίνη σε οπίσθιες αποκαταστάσεις όπου η αντίσταση στη φθορά και η αντοχή είναι σημαντικές.
(Πηγή: 3M ESPE)

Αρχική Κατάσταση



Τελική αποκατάσταση



Το υλικό αποκατάστασης Valux™ Plus πληροί τις απαιτήσεις των ασθενών για μια αισθητική αποκατάσταση.
Κλινικές φωτογραφίες : Dr. Lowe

Πληροφορίες Παραγγελίας



Coffret d'introduction Valux™ Plus



Recharge Valux™ Plus

Περιγραφή

Πληροφορίες Προϊόντος

5540SB

Αρχική Συσκευασία Valux™ Plus

9 σύριγγες 4 g (Απόχρωσεις A1 (x2), A2 (x2), A3 (x2), A3.5, B3,C2, UD), 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα 6 g Adper™ Single Bond 2; 2 σύριγγες αδροποιητή 3 ml Scotchbond Etchant (φωσφορικό οξύ, 50 ρύγχη εφαρμογής), χρωματολόγιο, αξεσουάρ.

Ανταλλακτικές Σύριγγες Valux™ Plus

5540A1

1 σύριγγα των 4 g απόχρωσης A1

5540A2

1 σύριγγα των 4 g απόχρωσης A2

5540A3

1 σύριγγα των 4 g απόχρωσης A3

5540A3.5

1 σύριγγα των 4 g απόχρωσης A3.5

5540B2

1 σύριγγα των 4 g απόχρωσης B2

5540B3

1 σύριγγα των 4 g απόχρωσης B3

5540C2

1 σύριγγα των 4 g απόχρωσης C2

5540UD

1 σύριγγα των 4 g απόχρωσης Universal Dentine

3M ESPE

3M Hellas M.E.P.E.

Τμήμα Οδοντιατρικών Προϊόντων 3M ESPE
Κηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210-6885300, Fax: 210-6843281
<http://www.3mespe.com>

Εσείς + 3M ESPE =

Néesées για την Οδοντιατρική

Υποκ/μα Β. Ελλάδος

Γ. Παπανδρέου 54,
546 45 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-525888, Fax: 2310-418814